

# HbA1c 測定範囲変更のお知らせ



2025年2月  
株式会社グッドライフデザイン

このたび検査試薬メーカーから HbA1c の添付文書の改訂の連絡があり、測定範囲を変更いたします。なお、基準範囲の変更はございません。  
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

【 変更日 】

**2025年2月17日** 受付分より

【 項目名 】

HbA1c (酵素法)

【 使用試薬 】

BM テスト™ HbA1c (試薬販売元：日本電子株式会社)

【 変更内容 】

	変更前	変更後
測定範囲	3.0～16.0 %	3.3～16.6 %

※測定範囲を超えた場合においては、不等号を付けて報告致します。

【問合せ先】

株式会社グッドライフデザイン  
ラボラトリー事業部  
TEL:(0565)25-3165 FAX:(0565)25-3166  
検査担当部門：生化学/免疫部門  
内線：6063