

# 尿中レジオネラ抗原検査キット 規格変更のお知らせ



2024年12月

株式会社グッドライフデザイン

このたび尿中レジオネラ抗原検査におきまして、キット規格が変更となりましたのでご案内いたします。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

## 1. 変更内容

	リボテストレジオネラ Ver.2 (新試薬)	リボテストレジオネラ (現行試薬)
最小検出感度	変更ございません	4.0 × 10 <sup>3</sup> CFU/test
検出対象株	変更ございません	血清型 1LPS 抗原及び L7/L12 抗原の検出
必要最小検体量	<b>100 μL</b>	<b>500 μL</b>
測定時間	変更ございません	15分

## 2. 変更日

現行試薬在庫終了しだい切り替え

【問合せ先】

株式会社グッドライフデザイン

ラボラトリー事業部

TEL:(0565)25-3165 FAX:(0565)25-3166

検査担当部門:血液/一般部門